



ERCARE 200

2 Motors Electric Hospital Bed

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan **QR Code** for detailed
product information.

Genel Özellikler

- Motorlar vasıtası ile sırt ve ayak hareketi
- Fowler ve vasküler auto-counter pozisyonları
- Hastanın hareketlerini kontrol edebileceği el kumanda ünitesi
- El kumandasında elektronik CPR tuşu
- Kolay çıkarılıp takılabilen PP baş ve ayak panelleri
- Kilitlenebilir ve açılabilir PP yan korkuluklar
- 4 bölmeli, kolay temizlenebilen çelik yatak platformu
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal çerçeve ve aksesuarlar
- Dört köşede koruyucu tamponlar
- Dört köşede serum askısı ve aksesuar yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilen 2 kademeli serum askısı
- Her iki tarafta idrar torbası kancası
- 125 mm çapında çapraz frenli tekerler
- Yatağın sırt kısmında 12 cm otomatik regresyon
- Manuel CPR (Opsiyonel)
- 150 mm çapında 360° dönebilen merkezi kilitlenebilir tekerlekler (Opsiyonel)
- Şarj edilebilir ve depolanabilir batarya (Opsiyonel)
- Yatak boyu uzatma 20 cm (Opsiyonel)
- Oksijen tüpü tutucu (Opsiyonel)
- Defibrilatör rafı (Opsiyonel)
- Çarşaf koyma rafı (Opsiyonel)
- Trendelenburg pozisyonu (Opsiyonel)

General Features

- Back and foot movement by means of motors
- Fowler and vascular auto-counter positions
- Hand control unit where the patient can control his movements
- Electronic CPR key on hand control
- Easy to remove and install PP head and foot panels
- Lockable and openable PP side rails
- 4-compartment, easy to clean steel mattress platform
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal frames and components
- Protective bumpers at all four corners
- IV Pole and accessory slots at the four corners
- Height adjustable 2 stage IV pole
- Urine bag hook on both sides
- Diagonal braked casters with a diameter of 125 mm
- 12 cm automatic regression on the back of the bed
- Manual CPR (Optional)
- 150 mm diameter 360° swivel central lockable castors (Optional)
- Rechargeable and storable battery (Optional)
- Bed length extension 20 cm (Optional)
- Oxygen cylinder holder (Optional)
- Defibrillator rack (Optional)
- Linen holder (Optional)
- Trendelenburg position (Optional)



Uzunluk
Length
213 cm



Genişlik
Width
107 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
50 cm



Yatak Platformu
Bed Platform
90 x 190 cm



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Ayak Hareketi
Foot Movement
40°



Teker Çapı
Caster Diameter
125 mm




Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
200 kg



Sırt-Ayak Hareketi/Auto Contour

Ayak Hareketi/Legrest



Sırt Hareketi/Backrest

Genel/General

