



ERCARE 250

2 Motors Electric Hospital Bed

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan **QR Code** for detailed
product information.

Genel Özellikler

- Motorlar vasıtası ile sırt ve ayak hareketi
- Kolay gizlenebilir ve kilitlenebilir korkuluklar
- Kolay çıkarılıp takılabilen PP baş ve ayak panelleri
- Fowler ve vasküler auto-contour pozisyonlar
- Dört bölmeli çelik yatma yüzeyi platformu
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Cırcırla ayak dayanağı ayarı
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- 125 mm çapraz kilitlenebilir tekerlekler
- Dört köşede koruyucu tamponlar
- Dört köşede serum askısı ve aksesuar yuvaları

General Features

- Back and foot movement by means of motors
- Easily concealable, lockable side rails
- Easy to remove and install PP head and foot panels
- Fowler and vascular auto-contour Positions
- Four-compartment steel lying surface platform
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Ratchet footrest adjustment
- Height adjustable IV pole
- 125 mm diameter 360° swivel diagonally lockable castors
- Protective bumpers at all four corners
- IV Pole and accessory slots at the four corners



Çapraz Fren Sistemi/Cross Lockable




Çarpma Tamponu/Crash Buffer



Sırt Hareketi
Backrest

Sırt-Ayak
Hareketi
Auto Contour



Ayak Hareketi
Legrest

Diz Kırma
Knee Break



Hasta El Kumandası/Patient Handset



Korkuluk Mekanizması/Side Rail Mechanism



Uzunluk
Length
213 cm



Genişlik
Width
107 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
50 cm



Yatak Platformu
Bed Platform
90 x 190 cm



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Ayak Hareketi
Foot Movement
40°



Teker Çapı
Castor Diameter
125 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
200 kg



Sırt-Ayak Hareketi/Auto Contour



Ayak Hareketi/Legrest



Sırt Hareketi/Backrest



Genel/General