



ERCARE 400

4 Motors Electric Hospital Bed

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.

Genel Özellikler

- Motorlar vasıtası ile sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Fowler ve vasküler auto-counter pozisyonları
- Hastanın hareketlerini kontrol edebileceği el kumanda ünitesi
- El kumandasında elektronik CPR tuşu
- Kolay çıkarılıp takılabilen PP baş ve ayak panelleri
- Kilitlenebilir ve açılabilir PP yan korkuluklar
- Dört bölmeli çelik yatma yüzeyi
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal çerçeve ve aksamlar
- Dört köşede koruyucu tamponlar
- Dört köşede serum askısı ve aksesuar yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilen 2 kademeli serum askısı
- Her iki tarafta idrar torbası kancası
- 150 mm çapında 360° dönebilen merkezi kilitlenebilir tekerler
- Yatağın sırt kısmında 12 cm otomatik regresyon
- Hemşire kontrol paneli (Opsiyonel)
- Manuel CPR (Opsiyonel)
- Şarj edilebilir ve depolanabilir batarya (Opsiyonel)
- Yatak boyu uzatma 20 cm (Opsiyonel)
- Oksijen tüpü tutucu (Opsiyonel)
- Defibrilatör rafı (Opsiyonel)

General Features

- Back, foot, height, trendelenburg and reverse trendelenburg movement by means of motors
- Fowler and vascular auto-counter positions
- Hand control unit where the patient can control his movements
- Electronic CPR key on hand control
- Easy to remove and install PP head and foot panels
- Lockable and openable PP side rails
- 4-compartment, easy to clean steel mattress platform
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal frames and components
- Protective bumpers at all four corners
- IV Pole and accessory slots at the four corners
- Height adjustable 2 stage IV pole
- Urine bag hook on both sides
- 150 mm diameter 360° swivel central lockable castors
- 12 cm automatic regression on the back of the bed
- Nurse control panel (Optional)
- Manual CPR (Optional)
- Rechargeable and storable battery (Optional)
- Bed length extension 20 cm (Optional)
- Oxygen cylinder holder (Optional)
- Defibrillator rack (Optional)



Merkezi Fren Sistemi/Central Locking System



Korkuluk Mekanizması/Side Rail Mechanism



Hasta El Kumandası/Patient Handset



Hemşire Kontrol Paneli/Nurse Control Panel



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak
Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Trendelenburg
Trendelenburg



Ters
Trendelenburg
Reverse
Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Uzunluk
Length
213 cm



Genişlik
Width
107 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
80 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
40 cm



Yatak Platformu
Bed Platform
90 x 190 cm



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Ayak Hareketi
Foot Movement
40°



Teker Çapı
Castor Diameter
125 mm



Güvenli Çalışma Yüklü
Safe Working Load
230 kg



Sırt-Ayak Hareketi/Auto Contour

Yükseklik/Height



Ters Trendelenburg/Reverse Trendelenburg

Trendelenburg/Trendelenburg

