




ERP 5210

Medical Waste Bin

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Hareketli atık kovası
- Kova üzerinde taşıma sapı ve el tutamaklı kapak
- Atık kovası beş tekerleklidir
- Kilitlenebilir kapak
- Taşıma kapasitesi 36 litredir

General Features

- 304 quality stainless steel
- Movable waste bucket
- Lid with carrying handle and hand grip on the bucket
- The waste bin has five wheels
- Lockable lid
- Carrying capacity is 36 liters



Uzunluk
Length
60 cm



Genişlik
Width
60 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
65 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm