



ERP 6280

Mobil Device Trolley

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Hidrolik ile ayarlanabilen yükseklik ayarı
- 2 Adet raylı sistem çekmece
- Üç kenarlı koruyucu barikatlı ABS üst platform
- Sehpa 360° dönebilecek şekilde hareketlidir
- 5 Adet döner teker
- Kromaj kaplı ayak
- Ergonomik el yapısına uygun itme barı

General Features

- Hydraulically adjustable height adjustment
- 2 rail system drawers
- ABS top platform with three edged protective barricade.
- The table is movable with 360° rotation
- 5 swivel casters
- Chromed foot
- Push bar for ergonomic hand structure



Yükseklik (Max)
Height (Max)
84 cm



Uzunluk
Length
51 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm



Genişlik
Width
51 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
71 cm