




ERP 6310

Overbed Table Abs With Gas

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Abs üst platform
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı
- 360° dönebilen tekerler
- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir üst platform

General Features

- Abs upper platform
- Shock absorber controlled height adjustment
- 360° swivel casters
- Nano ceramic coated, powder coated metal parts
- Easy to clean top platform



Uzunluk
Length
79,5 cm



Genişlik
Width
34,5 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
70 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
95 cm



Teker Çapı
Caster Diameter
50 mm