



ERP 6330

Overbed Table With Gas Spring

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Ahşap üst platform
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı
- 360° dönebilen tekerler
- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir üst platform

General Features

- Wooden top platform
- Gas spring controlled height adjustment
- 360° swivel casters
- Nano ceramic coated, powder coated metal parts
- Easy to clean top platform



Uzunluk
Length
80 cm



Genişlik
Width
38 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
95 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
70 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm