




ERP 6340

Manual Overbed Table

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Ahşap üst platform
- Kolay temizlenebilir üst platform.
- Manuel yükseklik ayarı.
- 360° dönebilen tekerler

General Features

- Wooden top platform
- Easy to clean top platform.
- Manual height adjustment.
- 360° swivel casters



Uzunluk
Length
70 cm



Genişlik
Width
38 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
95 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
70 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm