



ERP 6420

Anesthesia Cart

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- ABS plastik gövde
- Şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- Merkezi kilitli, bölmeli çekmece sistemi (1 Büyük, 2 Orta, 2 Küçük)
- Disposable iğne toplama kutusu
- Açılabilir ilaç hazırlama sehpası
- 125 mm çapında çapraz frenli tekerler

General Features

- ABS plastic housing
- Material boxes with transparent lids
- Divided drawer system with central locking (1 Large, 2 Medium, 2 Small)
- Disposable needle collection box
- Openable medicine preparation stand
- 125 mm diameter castor with cross brakes



Genişlik
Width
89 cm



Yükseklik
Height
101 cm



Derinlik
Depth
62,5 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
125 mm