



ERP 6920

Hospital Bed Mattress Standart

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Terletmeyen özellik
- Poliüretan esaslı anti bakteriyel kılıf
- Sıvı, kan vb. geçirmez
- 28 DNS yoğunluk
- Ateşe dayanıklı
- Cnc kanallı

General Features

- Antiperspirant feature
- Polyurethane based anti bacterial sheath
- Impervious to liquid, blood, etc.
- 28 DNS density
- Fire resistant
- Cnc channel



Yükseklik
Height
190 cm



Genişlik
Width
90 cm