



ERP 7111

Hydraulic Stool With Backrest

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Krom kaplamalı 5 ayak destekli
- Kolay temizlenebilir üst platform.
- Ergonomik oturma alanı.
- Ergonomik sırt desteği
- Amartisör yardımı ile yükseklik ayarı.
- 5 adet tekerlek ile desteklenmektedir.

General Features

- Chrome plated with 5 leg supports
- Easy to clean top platform.
- Ergonomic seating area
- Ergonomic back support
- Height adjustment with the help of amarticator.
- Supported by 5 castor.



Yükseklik (Max)
Height (Max)
61 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
48 cm



Koltuk Çapı
Depth
36 cm



Sırtlı Yükseklik (Max)
Height With Backrest (Max)
61 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm



Sırtlı Yükseklik (Min)
Height With Backrest (Min)
48 cm