




ERP 7116

Manual Mayo Table

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Metal ana gövde
- Paslanmaz çelik üst tabla
- Manuel yükseklik ayarı
- Devrilmeyi önlemek için mükemmel dengeleme
- Kilitlenebilir tekerler

General Features

- Metal main body
- Stainless steel top plate
- Manual height adjustment
- Perfect balancing to prevent tipping
- Lockable casters



Derinlik
Depth
61 cm



Genişlik
Width
44 cm



Yükseklik Aralığı
Height Range
77 - 110 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm