



ERP 7117

Bowl Stand Single

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- 304 kalite paslanmaz çelik ana yapı
- 1 adet paslanmaz çelik kase
- Ayarlanabilir yükseklik
- Kilitlenebilir tekerler

General Features

- 304 grade stainless steel main structure
- 1 stainless steel bowl
- Adjustable height
- Lockable casters



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm



Yükseklik
Height
80 x 142 cm



Kase Kapasitesi
Bowl Capacity
5 Lt



Kase Çapı
Bowl Diameter
26 cm