




ERP 7118

Bowl Stand Double

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- 304 kalite paslanmaz çelik ana yapı
- 2 adet paslanmaz çelik kase
- Ayarlanabilir yükseklik
- Kilitlenebilir tekerler

General Features

- 304 grade stainless steel main structure
- 2 stainless steel bowls
- Adjustable height
- Lockable casters



Yükseklik
Height
80 x 142 cm



Kase Kapasitesi
Bowl Capacity
5 Lt



Teker Çapı
Caster Diameter
50 mm



Kase Çapı
Bowl Diameter
26 cm