




ERP 7119

Mobil Operation Lamp

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Mobil led lamba 30.000 lux ışık gücüne sahiptir
- Oynar başlıklı led ışık veren lamba
- Soğutucu, özelliğe sahiptir
- Açma kapama butonu sahip
- Paslanmaz çelik monte kısma sahip
- Spiral sayesinde istenilen pozisyona gelmektedir

General Features

- Mobile led lamp has 30.000 lux light power
- Led lamp with movable head
- Cooler has the feature
- With on and off button
- Stainless steel mounted part
- Thanks to the spiral, it comes to the desired position



Taban Çapı
Base Diameter
60 x 60 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
50 mm



Yükseklik
Height
175 cm