




ICON 100

Stackable Wheel Chair

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- İstiflenebilir sistemi ile yerden tasarruf sağlar
- Paslanmaz çelik gövde
- Poliüretan koltuk ve sırt bölümü
- 360 derece döner tekerlek sistemi
- Akıllı fren mekanizması
- Serum askısı
- İdrar torbası kancası
- Emniyet kemeri

General Features

- Saves space with stackable system
- Stainless steel body
- Polyurethane seat and back section
- 360 degree rotatable castor system
- Intelligent brake mechanism
- Serum hanger
- Urine bag hook
- Seat belt



Yükseklik (Max)
Height (Max)
103 cm



Genişlik
Width
74 cm



Ön Teker Çapı
Front Castor Diameter
125 mm



Arka Teker Çapı
Rear Castor Diameter
200 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
150 kg