



ICON 400

Electric Blood Drawing Chair

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Motor kontrollü senkronize sırt ve ayakucu ayarı
- Ergonomik el kumandası
- Hasta konforuna uyumlu çıkarılabilir yastık
- Sürüşü kolaylaştıran kilitlenebilir ergonomik itme barı
- Hasta hareketlerine uyumlu gizlenebilir ayaklık
- Antibakteriyel, sıvı geçirmez, nefes alabilen, alevle dayanıklı antistatik kaplamalı yüzey
- Kolay uyumlu eğimi ve yüksekliği ayarlabilen poliüretan kol destek barı
- İki tarafında serum ve aksesuar yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Kilitlenebilir arka tekerler
- Sürüşü kolaylaştıran PU ön tekerler
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Oksijen tüp tutucu (Opsiyonel)
- Emniyet kemeri (Opsiyonel)

General Features

- Motor-controlled synchronized back and footrest adjustment
- Ergonomic hand control
- Removable pillow compatible with patient comfort
- Lockable ergonomic push bar that makes driving easier
- Concealable footrest compatible with patient movements
- Antibacterial, liquid proof, breathable, flame resistant, antistatic coated surface
- Polyurethane arm support bar with easily adjustable tilt and height
- IV and accessory slots on both sides
- Height adjustable IV pole
- Lockable rear castors
- PU front castors that make driving easier
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal parts
- Oxygen cylinder holder (Optional)
- Seat belt (Optional)



Baş Yastığı/Head Pillow



Ön Teker/Front Castor



Hasta El Kumandası/Patient Handset



Arka Teker/Rear Castor



Kol Desteği/Arm Support



Yükseklik (Max)
Height (Max)
135 cm



Genişlik
Width
72 cm



Derinlik
Depth
93 cm



Sırt Dayanağı
Backrest Max.
90°



Ön Teker Çapı
Front Castor Diameter
300 mm



Arka Teker Çapı
Rear Castor Diameter
125 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
150 kg

