



MILAGRO ED

Electric Delivery Bed

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.

Genel Özellikler

- 3 motorlu doğum yatağı
- Doğum anında kolayca yatağın altına kaydırılabilen ayak kısmı
- Motorlar vasıtasıyla sırt, yükseklik ve +/- trendelenburg hareket ayarları
- El kumandasında elektronik CPR tuşu
- 3 bölmeli kolay temizlenebilen çelik yatak platformu
- Kolay çıkarılıp takılabilen PP baş ve ayak panelleri
- 2 adet kilitlenebilir ve açılabilir PP yan korkuluklar
- 2 adet derece göstergesi
- Dört köşede koruyucu tamponlar
- 150 mm çapında 360 derece dönebilen merkezi kilitlenebilir tekerler
- Yüksekliği ayarlanabilen 2 kademeli serum askısı
- Her iki tarafta idrar torbası kancası
- 2 adet tutunma barı
- 2 adet jinekolojik bacak
- Paslanmaz çelik (304) atık taşı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Manuel CPR (Opsiyonel)
- Şarj Edilebilir Pili Yedekleme (Opsiyonel)
- Trapez bar (Opsiyonel)
- Oksijen tüpü tutucu (Opsiyonel)
- Aksesuar arabası (Opsiyonel)
- Hemşire kontrol paneli (Opsiyonel)

General Features

- Delivery / birthing bed with 3 electrical motors
- Foot part can be easily moved under the bed during the birth
- Backrest, height, and +/- trendelenburg movements
- Electronic CPR key on hand control
- 3 compartment, easy to clean steel mattress platform
- Easy to remove and install PP head and foot panels
- 2 pieces lockable and removable PP side rails
- 2 pieces lying degree indicator
- Protective bumpers at all four corners
- 150 mm diameter 360 degree rotatable central lockable castors
- Height adjustable 2 stage IV pole
- Urine bag hook on both sides
- 2 pieces holding bars
- 2 pieces knee crutches
- Stainless steel (304) waste bin
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal frames
- Manual CPR (Optional)
- Rechargeable battery backup (Optional)
- Trapezoidal bar (Optional)
- Oxygen cylinder holder (Optional)
- Accessory trolley (Optional)
- Nurse control panel (Optional)



Merkezi Fren Sistemi/Central Locking System



Korkuluk Mekanizması/Side Rail Mechanism



Hasta El Kumandası/Patient Handset



Atık Küveti/Waste Bin



Sırt Hareketi
Backrest



Ters
Trendelenburg
Reverse
Trendelenburg



Yükseklik (Max)
High/Low (Max)



Trendelenburg
Trendelenburg



Yükseklik (Min)
High/Low (Min)



Uzunluk
Length
208 cm



Genişlik
Width
107 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
81 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
50 cm



Yatak Platformu
Bed Platform
85 x 190 cm



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Teker Çapı
Castor Diameter
125 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
230 kg



Sırt Hareketi/Backrest



Trendelenburg/Trendelenburg



Ters Trendelenburg/Reverse Trendelenburg



Yükseklik/Height