



MILAGRO EG

Electric Gynecology Table

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.

Genel Özellikler

- El kumandası
- Elektronik olarak sırt,yükseklik,trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı
- Poliüretan dolgulu 2 parçalı döşeme
- Sökülebilir ayakucu uzatma
- Kesintisiz çalışma için batarya
- Yere sabitlenebilme özelliği
- ABS plastik kaplı alt şase
- Atık taşı
- İkinma barı
- Ergonomik bacak yapısına uygun baldır destek platformu

General Features


- Hand control
- Electronic back, height, trendelenburg and reverse trendelenburg movement
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal parts
- Accessory rail for accessory connections
- Polyurethane filled 2 piece flooring
- Detachable footrest extension
- Battery for uninterrupted operation
- Ability to be fixed to the ground
- ABS plastic coated subframe
- Waste stone
- Straining bar
- Calf support platform suitable for ergonomic leg structure



Baldır Desteği/Calf Support



İkinma Barı/Squatting Bar




Hasta El Kumandası/Patient Handset



Atık Küveti/Waste Bin



Sırt Hareketi
Backrest




Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour




Kardiyak
Cardiac Chair



Yükseklik
High/Low



Trendelenburg
Trendelenburg



Ters
Trendelenburg
Reverse
Trendelenburg



Koltuk Ölçüsü
Seat Dimensions
65 x 140 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
87 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
67 cm



Ayak Açısı
Foot Angle
-90°



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Trendelenburg
Trendelenburg
16°



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
180 kg