

MILAGRO PG

Manuel Gynecology

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.

Genel Özellikler

- 3 bölmeli, kolay temizlenebilen çelik şilte platformu
- Manuel olarak ayarlanabilen sırtlık ve oturma platformu
- Manuel olarak ayarlanabilen ayak platformu
- Manuel olarak ayarlanabilen Trendelenburg pozisyonu
- Sentetik deri döşemeli yatak yüzeyi
- Yüksekliği ayarlanabilen anatomik poliüretan bacak destekleri
- Destek kolları
- Paslanmaz çelik çöp kutusu
- Kağıt rulo askısı
- Her iki tarafta serum askısı ve aksesuar yuvaları
- Nano seramik kaplı elektrostatik metal parçalar

General Features


- 3 compartment, easy to clean steel mattress platform
- Manually adjustable backrest and seating platform
- Manually adjustable foot platform
- Manually adjustable Trendelenburg position
- Synthetic leather upholstered bed surface
- Height-adjustable anatomical polyurethane leg supports
- Support arms
- Stainless steel waste bin
- Paper roll hanger
- IV pole and accessory slots on both sides
- Nano ceramic coated electrostatic metal parts




Baldır Desteği/Calf Support



İkınma Barı/Squatting Bar



Sırt Hareketi
Backrest




Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak
Hareketi
Auto Contour



Kardiyak
Chair



Trendelenburg
Trendelenburg

Atık Küveti/Waste Bin



Koltuk Ölçüsü
Seat Dimensions
65 x 140 cm

Yükseklik (Max)
Height (Max)
87 cm

Yükseklik (Min)
Height (Min)
67 cm

Ayak Açısı
Foot Angle
-90°

Sırt Hareketi
Back Movement
70°

Trendelenburg
Trendelenburg
16°

Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
180 kg

