



MOBILO GS

General Purpose Stretcher

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan **QR Code** for detailed
product information.

Genel Özellikler

- Hasta transferinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış 2 bölmeli sedye
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen yüksek güvenli sırt hareketi
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik sase.
- Çelik sac ile şekillendirilmiş şilte platformu
- İki kademeli serum askısı
- Yüksek kaliteli koruyucu tamponlarla donatılmış sedye köşeleri
- El ergonomisine uygun baş ve ayak ucunda bulunan itme kolları
- Dört köşesinde serum ve aksesuar yuvaları
- Su geçirmeyen nefes alabilen, alev önleyici PU kılıf
- Sedyenin iki tarafında bulunan İdrar kancaları
- Ayak ergonomisine uygun baş ve ayak ucunda bulunan merkezi fren pedalları
- 360 derece dönebilen merkezi kilitlenebilir tekerlekler 150 mm (Opsiyonel)
- Eklenilebilir kan alma destek platformu (Opsiyonel)
- Korkulukta çalışabilen yemek platformu (Opsiyonel)
- Oksijen tüpü tutucu (Opsiyonel)
- Hasta emniyet kemeri (Opsiyonel)
- Defibrilatör sehпасı (Opsiyonel)

General Features

- 2-compartment stretcher specially designed for use in patient transfer
- High safety back movement adjustable with the help of gas spring
- Easy and safe use thanks to foldable side rails
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal parts
- Durable, hygienic and crash-proof steel chassis.
- Mattress platform shaped with sheet steel
- Two-stage IV Pole
- Stretcher corners equipped with high quality protective bumpers
- Push handles at the head and foot suitable for hand ergomine
- IV Pole and accessory slots in the four corners
- Waterproof breathable, flame retardant PU cover
- Urine hooks on both sides of the stretcher
- Central brake pedals at the head and foot tip suitable for foot ergomi
- 360 degree swivel central lockable wheels 150 mm (Optional)
- Addable blood collection support platform (Optional)
- Dining platform that can work on the railing (Optional)
- Oxygen cylinder holder (Optional)
- Patient seat belt (Optional)
- Defibrillator stand (Optional)



Merkezi Fren Sistemi/Central Locking System



Çarpma Tamponu/Crash Buffer



İtme Barı/Push Bar



Korkuluk Mekanizması/Side Rail Mechanism



Diş Ölçüler
External Dimensions
81 x 208 cm

Yatak Ölçüsü
Bed Dimensions
60 x 190 x 8 cm

Yükseklik (Max)
Height (Max)
73 cm

Sırt Hareketi
Back Movement
70°

Teker Çapı
Castor Diameter
200 mm

Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
200 kg

