



MOBILO HS

Hydraulic Emergency Stretcher

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.
Scan QR Code for detailed
product information.

Genel Özellikler

- Hasta transferinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış 2 bölmeli hidrolik sedye
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen yüksek güvenli sırt hareketi
- Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları
- Her iki tarafta yüksekliği ayarlanabilen ayak pedalları
- Katlanılabilir özel üretilmiş kenar korkulukları sayesinde kolay ve güvenli kullanım
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- İki kademeli ayarlanabilen serum askısı
- 4 köşesinde yüksek kalitede koruyucu tamponlar
- 4 köşesinde serum askısı ve aksesuar yuvaları
- El ergonomisine uygun baş ve ayak ucunda bulunan itme kolları
- Su geçirmeyen nefes alabilen, alev önleyici PU kılıf
- Sedyenin iki tarafında bulunan İdrar torbası askı kancaları
- Ayak ergonomisine uygun baş ve ayak ucunda bulunan merkezi fren pedalları
- 360 derece dönebilen merkezi kilitlenebilir tekerlekler 200 mm
- Korkulukta çalışabilen yemek platformu (Opsiyonel)
- Oksijen tüpü tutucu (Opsiyonel)
- Hasta emniyet kemeri (Opsiyonel)
- Defibrilatör sehпасı (Opsiyonel)

General Features

- 2-compartment hydraulic stretcher specially designed for use in patient transfer
- High-safety back movement adjustable with the help of gas spring
- Trendelenburg and Reverse Trendelenburg positions
- Height-adjustable foot pedals on both sides
- Easy and safe use thanks to foldable specially produced side rails
- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal parts
- Two-stage adjustable IV pole
- High-quality protective bumpers at the four corners
- IV Pole and accessory slots at the four corners
- Push handles at the head and foot suitable for hand ergonomine
- Waterproof breathable, flame retardant PU cover
- Urine bag hanger hooks on both sides of the stretcher
- Central brake pedals at the head and toe suitable for foot ergomi
- 200 mm diameter 360° swivel central lockable castors
- Dining platform that can work on the rail (Optional)
- Oxygen cylinder holder (Optional)
- Patient seat belt (Optional)
- Defibrillator stand (Optional)




Merkezi Fren Sistemi/Central Locking System



Yükseklik Ayar Pedalı/Height Controlling Pedal



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Yükseklik
High/Low



Trendelenburg
Trendelenburg



Ters
Trendelenburg
Reverse
Trendelenburg



İtme Barı/Push Bar



Korkuluk Mekanizması/Side Rail Mechanism



Dış Ölçüler
External Dimensions
81 x 208 cm



Yatak Ölçüsü
Bed Dimensions
60 x 197 x 8 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
99 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
61 cm



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg
-12°



Trendelenburg
Trendelenburg
12°



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Teker Çapı
Castor Diameter
200 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
200 kg



Sırt-Ayak Hareketi/Auto Contour



Trendelenburg/Trendelenburg



Ters Trendelenburg/Reverse Trendelenburg



Yükseklik/Height