



ERP 4110

2 Crank Pediatric Hospital Bed



Genel Özellikler

General Features

- Manuel krank yardımıyla sırt ve bacak ayarı.
- Kilitlenebilir ve indirilebilir yan korkuluklar
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Çapraz kilitlenebilir tekerler
- Back and leg adjustment with the help of manual crank
- Lockable and lowerable side rails
- Nano ceramic coated powder coated metal body
- Cross lockable casters



Uzunluk
Length
150 cm



Genişlik
Width
78 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
111 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
55 cm



Yan Korkuluk
Railing Height
50 cm



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Ayak Hareketi
Foot Movement
60°



Teker Çapı
Castor Diameter
100 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
180 kg



ERP 4140

Pediatric Hospital Bed



Genel Özellikler

General Features

- Rastomat yardımıyla sırtlık ayarı
- Kilitlenebilir ve indirilebilir yan korkuluklar
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Çapraz kilitlenebilir tekerler
- Ürünün kaymasını önleyen sabit pingolar
- Backrest adjustment using Rastomat
- Lockable and lowerable side rails
- Nano ceramic coated powder coated metal body
- Cross lockable casters.
- Fixed pingos to prevent the product from slipping



Uzunluk
Length
160 cm



Genişlik
Width
78 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
100 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
44 cm



Yan Korkuluk
Railing Height
50 cm



Sırt Hareketi
Back Movement
70°



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
180 kg