



ERP 5008

Baby Code

Detaylı ürün bilgisi için
QR Kodu okutun.

Scan QR Code for detailed
product information.



Genel Özellikler

- Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi
- Şeffaf plexiglass yatma bölümü
- Kolay temizlenebilir minder
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boya
- 360 derece dönebilen çapraz kilitlenebilir tekerler

General Features

- Synthetic leather covered lying surface
- Transparent plexiglass reclining section
- Easy to clean cushion
- Nano ceramic coated electrostatic powder coating
- 360° degree swivel diametrically lockable casters



Uzunluk
Length
80 cm



Genişlik
Width
51 cm



Yükseklik
Height
100 cm



Yatak Ölçüsü
Bed Dimensions
35 x 65 cm



Derinlik
Depth
24 cm



Teker Çapı
Castor Diameter
75 mm



Güvenli Çalışma Yüku
Safe Working Load
50 kg